

İLON ECZANE PROGRAMINDA MEDULA GÜVENLİK NO ALANI OTOMATİK AÇMIYORSA

-KENDİ KULLANMIŞ OLDUĞUMUZ İLON365 PROGRAMI KLASÖRÜ İÇRİSİNDE BULUNAN;

Tesseract.dll dosyası ve TESSDATA klasörü

-TEAMVIEWER İLE BAĞLANDIĞIMIZ ECZANENİN İLON365 PROGRAMININ KLASÖRÜ İÇERİSİNE GÖNDERİLİR.